


Herkunft: Human
 Gewebe: Spongiöses Knochengewebe
 Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren
 Inaktivierung: Min. SAL10⁻⁶ für Viren und Bakterien
 Sterilisation: Gamma Bestrahlung
 Indikation: Umstellungsosteotomie
 Rehydrierung: Min. 10 Minuten



BESTELLINFORMATION*



BEZEICHNUNG	W	ARTIKEL NUMMER	GRÖSSE	D [mm]	H [mm]
Spongiosa Keil	7°	ALO460	S	<45	4,0 - 6,0
		ALO462	L	≥45	5,0 - 8,0
	10°	ALO463	S	<45	6,0 - 8,0
		ALO465	L	≥45	7,0 - 11,0
	13°	ALO466	S	<45	8,0 - 10,0
		ALO468	L	≥45	9,0 - 13,0
	16°	ALO469	S	<45	9,0 - 13,0
		ALO470	L	≥45	12,0 - 16,0

* Bitte beachten Sie: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit gespendeter Gewebe und den technischen Möglichkeiten der Formgebung, sind geringfügige Abweichungen von den angegebenen Abmessungen möglich.