


Herkunft: Human  
 Gewebe: Spongiöses Knochengewebe  
 Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren  
 Inaktivierung: Min. SAL10<sup>-6</sup> für Viren und Bakterien  
 Sterilisation: Gamma Bestrahlung  
 Indikation: Glenoidaufbau bei Schulterendoprothese  
 Rehydrierung: Min. 10 Minuten



## BESTELLINFORMATION\*



BEZEICHNUNG	D <sub>innen</sub> [mm]	ARTIKEL NUMMER	D [mm]	H [mm]
Spongiosa Ring	1,5	ALO431	26	10
		ALO433	32	10
		ALO432	26	20
		ALO434	32	20
	7,7	ALO436	26	10
		ALO437	32	10
		ALO435	26	20
		ALO430	32	20

\* Bitte beachten Sie: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit gespendeter Gewebe und den technischen Möglichkeiten der Formgebung, sind geringfügige Abweichungen von den angegebenen Abmessungen möglich.