


ANILLO ESPONJOSO

El anillo de hueso esponjoso fue diseñado especialmente para aumentar el hueso en caso de una prótesis total de hombro después de la resección de la cavidad glenoidea.

Anillo esponjosa

Origen: Humano
 Tejido: Tejido óseo esponjoso
 Preparación: Proceso de limpieza Allotec®
 Inactivación: Min. SAL10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Radiación gamma
 Aplicación: Estructura ósea del omóplato en el caso de una endoprótesis de hombro
 Rehidratación: Min. 10 minutos



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

| DESCRIPCIÓN | D _{interno} [mm] | CÓDIGO DE PRODUCTO | D [mm] | AL [mm] |
|------------------|---------------------------|--------------------|--------|---------|
| Anillo esponjosa | 1,5 | ALO431 | 26 | 10 |
| | | ALO433 | 32 | 10 |
| | | ALO432 | 26 | 20 |
| | | ALO434 | 32 | 20 |
| | 7,7 | ALO436 | 26 | 10 |
| | | ALO437 | 32 | 10 |
| | | ALO435 | 26 | 20 |
| | | ALO430 | 32 | 20 |



* Tenga en cuenta: con respecto a la calidad del tejido donado y los procedimientos de producción, pueden producirse ligeras desviaciones.