

GRÁNULOS DE HUESO ESPONJOSO EN APLICADOR

JOINTLY
BUILDING BRIDGES

C+TBA
austria

Gránulos córtico-esponjosos

Origen: Humano
Tejido: Tejido óseo esponjoso
Preparación: Proceso de limpieza Allotec®
Inactivación: Min. SAL10® para virus y bacterias
Esterilización: Radiación gamma
Aplicación: Relleno de vacío de hueso
Rehidratación: Min. 10 minutos

El aplicador de C+TBA es un envase primario especial para los gránulos de hueso esponjoso, que facilita significativamente tanto la rehidratación con un medio fisiológico como la introducción de los gránulos en la zona del defecto.



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	VOLUMEN [cc]
Gránulos de hueso esponjoso en aplicador	ALO360	7
	ALO361	15
	ALO362	30



* Tenga en cuenta: con respecto a la calidad del tejido donado y los procedimientos de producción, pueden producirse ligeras desviaciones.

**Cells + Tissuebank Austria
gemeinnützige GmbH**

Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60

office@ctba.at
www.ctba.at