


# CILINDRO ESPONJOSO

Los cilindros de hueso esponjoso se utilizan preferentemente en medicina deportiva para rellenar los canales de perforación en las revisiones del ligamento cruzado.

## Cilindro esponjoso

Origen: Humano  
 Tejido: Tejido óseo esponjoso  
 Preparación: Proceso de limpieza Allotec®  
 Inactivación: Min. SAL10<sup>6</sup> para virus y bacterias  
 Esterilización: Radiación gamma  
 Aplicación: Relleno de canal de perforación  
 Rehidratación: Min. 10 minutos



## INFORMACIÓN DEL PEDIDO\*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	D [mm]	AL [mm]
Cilindro Esponjoso	ALO423	10	20
	ALO424	10	30
	ALO425	12	20
	ALO426	12	30
	ALO427	14	20
	ALO428	14	30



\* Tenga en cuenta: con respecto a la calidad del tejido donado y los procedimientos de producción, pueden producirse ligeras desviaciones.

**Cells + Tissuebank Austria**  
gemeinnützige GmbH

Magnesitstraße 1  
A-3500 Krems an der Donau

+43 2732-76954-0  
+43 2732-76954-60

office@ctba.at  
www.ctba.at