


Sticky Bone


ALLOGRAFT C+TBA GRANULAT + HyA



Allograft C+TBA Granulat+HyA consta en hasta un 60% de partículas óseas humanas y hasta un 40% de hialuronato de sodio en polvo (AH). Al incorporar API o una solución de NaCl al 0,9%, el hialuronato de sodio desarrolla propiedades pastosas y mantiene unidas las partículas óseas. Las partículas de aloinjerto óseo se manipulan más fácilmente en forma de pasta y permanecen en el defecto tras su aplicación.

Allograft C+TBA Granulat + HyA

Origen: Humana
Tejido: 100 % de aloinjerto óseo
Preparación: Proceso de limpieza Allotec®
Inactivación: Mín. SAL10⁶ para virus y bacterias
Esterilización: Irradiación gamma
Aplicación: Relleno de defectos óseos
Rehidratación: Mezcla con líquido



INFORMACIÓN PARA PEDIDO

| DESIGNACIÓN | TAMAÑO DE GRANO [mm] | REFEREN- CIA | VOLUMEN [cc/ml] |
|---|----------------------|--------------|-----------------|
| Granulado esponjoso 0,25-1 mm (S) + AH | 0,25- 1 | ALO535 | 1,0 |
| | | ALO536 | 2,0 |
| | | ALO537 | 5,0 |
| | | ALO538 | 10,0 |
| Granulado corticoesponjoso 0,25-1 mm (S) + AH | 0,25- 1 | ALO530 | 1,0 |
| | | ALO531 | 2,0 |
| | | ALO532 | 5,0 |
| | | ALO533 | 10,0 |
| Granulado <0,25 mm (XS) + AH | <0,25 | ALO540 | 1,0 |
| | | ALO541 | 2,0 |
| | | ALO542 | 5,0 |
| | | ALO543 | 10,0 |



**Cells + Tissuebank Austria
gemeinnützige GmbH**

Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60

office@ctba.at
www.ctba.at