

HEMIDIÁFISIS

JOINTLY
BUILDING BRIDGES

C+TBA
austria

Los injertos óseos corticales derivados de la diáfisis femoral o tibial contienen la mayor parte cortical del hueso y se usan donde se requiere estabilidad. Ejemplos de uso son la ferulización de fracturas periprotésicas o el aumento de zonas de protección contra el estrés.

Hemidiáfisis

Origen: Humano
Tejido: Tejido óseo cortical
Preparación: Proceso de limpieza Allotec®
Inactivación: Min. SAL10⁻⁶ para virus y bacterias
Esterilización: Radiación gamma
Aplicación: Sustitución de huesos
Rehidratación: Min. 10 minutos



Hemidiáfisis

INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	L [mm]
Hemidiáfisis	ALO120	100
	ALO121	150
	ALO122	200



* Tenga en cuenta: con respecto a la calidad del tejido donado y los procedimientos de producción, pueden producirse ligeras desviaciones.

**Cells + Tissuebank Austria
gemeinnützige GmbH**

Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60

office@ctba.at
www.ctba.at