



Fiche Technique

J-COIN

JOINTLY
BUILDING BRIDGES

C+TBA
austria

Origine: Humaine
 Tissu: Os cortical
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indication: Instabilité de l'épaule
 Réhydratation: Min. 10 minutes



INFORMATIONS DE COMMANDE*

DESCRIPTION	NUMÉRO** D'ARTICLE	L [mm]	LA [mm]	H [mm]	L _{top} [mm]
J-Coin	ALO620FR	15	15	10	5

* Veuillez noter: En raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

** Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.