

CUÑA ESPONJOSA

JOINTLY
BUILDING BRIDGES

C+TBA
austria

Las cuñas son injertos óseos esponjosos preformados, utilizados principalmente en osteotomía de adición. C+TBA proporciona una amplia gama de cuñas esponjosas con diferentes ángulos y tamaños para abordar la indicación y la anatomía específica del paciente.

Cuña esponjosa

Origen: Humano
Tejido: Tejido óseo esponjoso
Preparación: Proceso de limpieza Allotec®
Inactivación: Min. SAL10⁶ para virus y bacterias
Esterilización: Radiación gamma
Aplicación: Osteotomía de conversión
Rehidratación: Min. 10 minutos

Cuña córtico-esponjosa

Origen: Humano
Tejido: Tejido óseo cortical y esponjoso
Preparación: Proceso de limpieza Allotec®
Inactivación: Min. SAL10⁶ para virus y bacterias
Esterilización: Radiación gamma
Aplicación: Osteotomía de conversión
Rehidratación: Min. 10 minutos



Cuña esponjosa



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	A	CÓDIGO DE PRODUCTO	T	AN [mm]	AL [mm]
Cuña esponjosa	7°	ALO460	S	<45	5,0
		ALO462	L	≥45	7,0
	10°	ALO463	S	<45	7,0
		ALO465	L	≥45	10,0
	13°	ALO466	S	<45	10,0
		ALO468	L	≥45	13,0
	16°	ALO469	S	<45	13,0
		ALO470	L	≥45	16,0
Cuña córtico-esponjosa	15°	ALO410	-	n.a.	10,0



Cuña córtico-esponjosa

* Tenga en cuenta: con respecto a la calidad del tejido donado y los procedimientos de producción, pueden producirse ligeras desviaciones.

Cells + Tissuebank Austria
gemeinnützige GmbH

Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60

office@ctba.at
www.ctba.at