


Origen: Humaine  
 Tissu: Os spongieux  
 Préparation: Procédé Allotec®  
 Inactivation: Min. SAL 10<sup>-6</sup> pour virus et bactéries  
 Stérilisation: Rayonnement gamma  
 Indikation: Remodelage osseux en cas d'endoprothèse d'épaule  
 Réhydratation: Min. 10 minutes

**INFORMATIONS DE COMMANDE\***

DESCRIPTION	D <sub>int</sub> [mm]	NUMÉRO** D'ARTICLE	D [mm]	H [mm]
Anneau spongieux	1,5	LALO431FR	26	10
		LALO433FR	32	10
		LALO432FR	26	20
		LALO434FR	32	20
	7,7	LALO436FR	26	10
		LALO437FR	32	10
		LALO435FR	26	20
		LALO430FR	32	20

\* Veuillez noter: en raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

\*\* Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.